

针头式过滤器

针头式过滤器,与一次性注射器配套使用,是实验室常规使用的快速、方便、可靠的小体积样品过滤处理装置。主要应用于样品的预滤,实验室生物流体、培养基和媒介添加剂的除菌过滤,样品制备,气体过滤等。洁特生物针头式过滤器提供多种尺寸和滤膜选择,可用于无菌和非无菌的实验室操作。

多种直径规格(13mm 25mm 30mm)、膜孔径(0.10μm 0.22μm 0.45μm)、膜类型(MCE NYLON PVDF PES等)可选。

目录号	产品描述
FPV203030	30mm,0.22μm, PVDF, 灭菌, 45个/盒, 360个/箱
FPV403030	30mm,0.45μm, PVDF, 灭菌, 45个/盒, 360个/箱
FPE204030	30mm,0.22μm, PES, 灭菌, 45个/盒, 360个/箱
FPE404030	30mm,0.45μm, PES, 灭菌, 45个/盒, 360个/箱



PCR板



PCR板是一种在聚合酶链式反应(Polymerase Chain Reaction, PCR)中主要作为参与扩增反应的引物、Taq DNA聚合酶、dNTP、模板核酸、Mg²⁺、缓冲液等的承载物,广泛应用于遗传、生化、免疫、医药等领域。其材质主要以聚丙烯(PP)为主,能更好适应PCR反应过程中反复高低温设定,且能够实现高温高压灭菌操作。板型符合SBS国际标准,可适应不同厂家的PCR仪,根据裙边设计可分为无裙边、半裙边和全裙边三种。

应用说明:

无裙边板:适用于绝大多数的PCR仪或qPCR仪,但不适用于自动化应用。

半裙边板:可适配标签或应用条码,及自动化应用。

全裙边板:非常适用于自动化实验应用,也可适配标签及应用条码;机械强度较好,适用于凸出模块的PCR仪。




目录号	容量 (mL)	规格 (孔)	裙边	颜色	灭菌	块每盒/箱
PCR400096	0.2	96	无裙边	透明	否	10/100
PCR410096	0.2	96	半裙边	透明	否	10/100
PCR420096	0.2	96	全裙边	透明	否	10/100
PCR401096	0.2	96	无裙边	透明	是	10/100
PCR410096	0.2	96	半裙边	透明	是	10/100
PCR421096	0.2	96	全裙边	透明	是	10/100
PCR500096	0.2	96	无裙边	白色	否	10/100
PCR510096	0.2	96	半裙边	白色	否	10/100
PCR520096	0.2	96	全裙边	白色	否	10/100


一次性PCR管

用于PCR实验的一次性塑料反应管,容量为0.2mL,可作为参与扩增反应的引物、Taq DNA聚合酶、dNTP、模板核酸、Mg²⁺、缓冲液等的承载物,尤其对于低到中通量的PCR/qPCR实验,反应管是比较理想的选择。


目录号	描述	颜色	灭菌	个每箱
PCR410200	0.2mL PCR 单管,带翻盖	透明	否	1000/10000
PCR420200	0.2mL PCR 8联排管,排盖	透明	否	125/1250
PCR411200	0.2mL PCR 单管,带翻盖	透明	是	1000/10000
PCR421200	0.2mL PCR 8联排管,排盖	透明	是	125/1250
PCR520200	0.2mL PCR 8联排管,排盖	白色	否	125/1250



细胞培养辅助工具



细胞刮刀



细胞铲刀



L型细胞接种推板



细胞网研磨棒



细胞过滤网



细胞冻存管



生物反应管



接收瓶



— 股票代码:688026 —

为您提供实验室整体解决方案



实验室耗材

LAB CONSUMABLES



关注我们,获取更多资讯

JET·中国总部
广州洁特生物过滤股份有限公司
Guangzhou Jet Bio-Filtration Co.,Ltd.
地址:广州市黄埔区永和经济技术开发区斗塘路1号
电话:400-8717-688/020-32811888
售前服务:customer@jetbiofil.com
售后服务:service@jetbiofil.com

◎JET·北京
北京市大兴区金苑路12号奥宇科技英巢2号楼1515
电话:010-89504831

◎JET·上海
上海市松江区泗泾镇九干路280号37号楼2楼东侧
电话:021-37639600

◎JET·广州
广东省广州市天河区元岗横路16号天汇创意园C2栋212
电话:020-37580641

◎JET·西安
陕西省西安市灞桥区纺织产业园霸柳三路2066号4楼西北角
电话:029-81042718

◎JET·武汉
武汉市武昌区白沙洲街江盛路17号1号楼1305办公室
电话:027-87363100

◎JET·成都
成都市武侯区科园南路9号库E库2楼洁特生物
电话:028-85093020

◎JET·长春
吉林省长春市二道区东盛大街与荣光路交汇力旺·东玺台写字间15栋504室
电话:0431-80540406

◎JET·南京
江苏省南京市江北新区星火路19号14-2幢8层807-1室
电话:025-58883610

◎JET·重庆
重庆市渝北区龙溪街道新溉大道18号国滨城11幢25-16

◎JET·天津
天津市河北区纬纬路与三马路交口,中汇大厦A座703

◎JET·杭州
杭州市石祥西路859号紫金创业园(紫金启真大厦)3号楼501-6室

◎JET·深圳
深圳市龙岗区布吉街道广场路中安大厦1719室

提示:此折页仅展示部分热卖货号,如需获取更多产品详情,请登陆 www.jetbiofil.com

广州洁特生物过滤股份有限公司

洁特生物

国家级专精特新“小巨人”企业

广东省省级企业技术中心

广州洁特生物过滤股份有限公司成立于2001年(股票代码:688026),是国内领先的致力于为生物实验室提供整体解决方案的高新技术企业。公司总建筑面积达160,000m²,产品数量逾千种,包括生物实验室高端耗材、试剂、实验室仪器等,远销欧美等70多个国家和地区。公司掌握多项生物实验室耗材关键核心技术和先进生产工艺,凭借优良的技术性能、产品品质以及高效的服务成功进入国际知名生物实验室用品综合服务商的全球供应链体系。

22年 匠心耕耘 | 7000+ 产品及配套 | 65000m² 洁净车间 | 171项 专利



品质保证

- 精心设计产品、精密制造模具
- 选用符合USP Class VI 标准原材料
- 10万级洁净环境中自动化生产
- ISO 13485 (医疗器械质量管理体系) 和ISO 9001认证
- 美国FDA注册企业(注册号:3011966385)
- 获得欧盟CE备案
- 每款产品的最小包装均有批号标记,便于质量精准追溯

细胞培养瓶

洁特生物细胞培养瓶,有6种规格(T12.5、T25、T75、T182、T225和T300)可选,瓶盖有透气型和密封型,TC处理、未TC处理和CellATTACH®超亲水表面,适用于实验室中等规模细胞和组织培养。

目录号	产品描述
TCF011050	25cm ² , 50mL, 贴壁型, 表面处理, 密封盖, 灭菌, 10/包, 200/箱
TCF012050	25cm ² , 50mL, 贴壁型, 表面处理, 滤膜盖, 灭菌, 10/包, 200/箱
TCF011250	75cm ² , 250mL, 贴壁型, 表面处理, 密封盖, 灭菌, 5/包, 100/箱
TCF012250	75cm ² , 250mL, 贴壁型, 表面处理, 滤膜盖, 灭菌, 5/包, 100/箱
TCF012600	182cm ² , 600mL, 贴壁型, 表面处理, 滤膜盖, 灭菌, 5/包, 40/箱
TCF011600	182cm ² , 600mL, 贴壁型, 表面处理, 密封盖, 灭菌, 5/包, 40/箱
TCF012225	225cm ² , 850mL, 贴壁型, 表面处理, 滤膜盖, 灭菌, 5/包, 25/箱
TCF011850	300cm ² , 850mL, 贴壁型, 表面处理, 密封盖, 灭菌, 3/包, 18/箱

细胞培养板

- 紧密结合的孔盖,可有效防止细胞培养过程中培养基的污染与蒸发损耗
- 单向盖,便于掌握,减少失误
- 可防止交叉污染的孔边设计,字母数字标号,方便实验
- 纸塑袋和吸塑盒两种包装
- 应用范围:细胞培养蛋白定量和MTT检测等,流式一般用6孔,MTT一般用96孔。

目录号	产品描述
TCP011006	6well, 平底, 贴壁型, 吸塑盒, 灭菌, 1/盒, 100/箱
TCP011012	12well, 平底, 贴壁型, 吸塑盒, 灭菌, 1/盒, 100/箱
TCP011024	24well, 平底, 贴壁型, 吸塑盒, 灭菌, 1/盒, 100/箱
TCP011048	48well, 平底, 贴壁型, 吸塑盒, 灭菌, 1/盒, 100/箱
TCP011096	96well, 平底, 贴壁型, 吸塑盒, 灭菌, 1/盒, 100/箱
TCP002096	96well, U型底, 悬浮型, 吸塑盒, 灭菌, 1/盒, 100/箱
TCP011384	384well, 平底, 贴壁型, 吸塑盒, 灭菌, 1/盒, 100/箱

细胞培养皿

- 经表面处理贴壁性能良好
- 波浪式易握环,确保拿取培养皿或细胞操作时的安全
- 培养皿盖上具有边缘突起,确保培养皿叠放稳定,且皿盖与底部良好适配
- 6cm/9cm/10cm培养皿有易握环

目录号	产品描述
TCD010035	3.5cm, 贴壁型, 表面处理, 灭菌, 10/包, 960/箱
TCD010060	6.0cm, 贴壁型, 表面处理, 灭菌, 10/包, 600/箱
TCD010090	9.0cm, 贴壁型, 表面处理, 灭菌, 10/包, 500/箱
TCD010100	10.0cm, 贴壁型, 表面处理, 灭菌, 10/包, 300/箱
TCD010150	15.0cm, 贴壁型, 表面处理, 灭菌, 1/包, 120/箱
TCD110150	15.0cm, 贴壁型, 表面处理, 灭菌, 5/包, 100/箱

细胞培养管

细胞培养管主要应用于组织培养、细菌培养;临床样品、粉末或液体样品的存储;Elisa实验、RIA分析实验及流式细胞术等多种分子生物学测试。

目录号	容量(mL)	盖类型	材料	灭菌	支每袋/箱
TUB020004	4	密封盖	PP	是	25/500
TUB002008	8	无盖	PP	是	125/1000
TUB012140	14	密封盖	PP	是	25/500
TUB028005	5	密封盖	PS	是	25/500
TUB013008	8	无盖	PS	是	125/1000
TUB014140	14	密封盖	PS	是	25/500



三角培养摇瓶

三角培养摇瓶适用于工业微生物菌种筛选、大规模发酵试验、种子培养等,是细胞悬浮培养和培养物收集的理想选择,同时也可用于培养基配制、混合及储存等,相对于培养瓶、皿、转瓶等,更加经济实惠。

目录号	规格(mL)	瓶身材质	盖类型	底类型	灭菌	个每包/箱
TAB102250	250	PETG	滤膜盖	平底	是	1/12
TAB102500	500	PETG	滤膜盖	平底	是	1/12
TAB002125	125	PC	滤膜盖	平底	是	1/24
TAB002250	250	PC	滤膜盖	平底	是	1/12
TAB002500	500	PC	滤膜盖	平底	是	1/12
TAB002000	1000	PC	滤膜盖	平底	是	1/24
TAB012500	500	PC	滤膜盖	带挡板	是	1/12
TAB012000	1000	PC	滤膜盖	带挡板	是	1/24



离心管

一次性离心管由符合USP CLASS VI标准的PP材质制成,可用于细胞生物学、免疫学、微生物学和分子生物学等各种实验室的离心操作,同时也可用于样品制备以及样品储存等。一次性微量离心管,主要用于少量样品储存、转运、离心操作等,可广泛用于分子生物学、临床化学和生物化学研究等领域。

离心管

目录号	产品描述
CFT011150	15mL, 圆底, 25支/包, 灭菌, 500支/箱
CFT011500	50mL, 圆锥底, 25支/包, 灭菌, 500支/箱

微量离心管

目录号	产品描述
CFT001005	0.5mL, 本色微量离心管, 灭菌, 1000/8000
CFT001015	1.5mL, 本色微量离心管, 灭菌, 500/4000
CFT001020	2.0mL, 本色微量离心管, 灭菌, 500/4000
CFT001050	5.0mL, 本色微量离心管, 灭菌, 200/4000



细胞嵌入皿

细胞嵌入皿常用于各类细胞实验中,如共培养实验、趋化实验、细胞迁移实验等,利用膜技术模拟细胞原始生长环境,使体外生长的细胞在形态、功能上更接近体内生长的细胞,用于进行运输、吸收和分泌等细胞功能的研究。

目录号	规格(孔)	膜孔径(μm)	膜材质	嵌入皿生长面积(cm ²)	灭菌	个/箱
TCS020024	24	8.0	PET	0.33	是	12/48
TCS018006	6	1.0	PET	4.67	是	6/24
TCS016012	12	0.4	PET	1.12	是	12/48
TCS016024	24	0.4	PET	0.33	是	12/48
TCS013024	24	8.0	PET	0.33	是	12/48



一次性移液管

一次性移液管主要用于量取或转移一定体积的液体,可广泛用于组织培养、细菌学、临床、科研实验等领域。一次性移液管,管头用不同的颜色环标记不同的容量规格,更便于工作时的识别和使用;带有滤芯过滤塞(聚烯烃),能更好地防止在吸取样品时发生交叉污染。

目录号	产品描述
GSP010001	1mL, 有刻度, 1/100mL, 灭菌, 黄色, 纸塑包装, 500支/箱
GSP010002	2mL, 有刻度, 1/50mL, 灭菌, 绿色, 纸塑包装, 500支/箱
GSP010005	5mL, 有刻度, 1/10mL, 灭菌, 蓝色, 纸塑包装, 200支/箱
GSP010010	10mL, 有刻度, 1/10mL, 灭菌, 橙色, 纸塑包装, 200支/箱
GSP010025	25mL, 有刻度, 2/10mL, 灭菌, 红色, 纸塑包装, 200支/箱
GSP010050	50mL, 有刻度, 5/10mL, 灭菌, 紫色, 纸塑包装, 100支/箱
GSP010100	100mL, 有刻度, 1mL, 灭菌, 粉色, 纸塑包装, 50支/箱



一次性微量吸头

一次性微量吸头配合微量移液器使用,用于少量液体的准确转移,被广泛应用于液体提取、分装、混匀,工作板和反应容器加样等操作。洁特生物一次性微量吸头,在十万级的无尘车间中生产制成,高透明度,确保精准分液,适配大多数品牌移液器,更有ZEROTIP®超疏水吸头减少试剂损失,提高移液准确度和精密密度。

目录号	容量(μL)	颜色	滤芯	灭菌	包装	支/袋	支/箱
PPT151010	0.1-10	本色	有	是	盒装	96	1920
PPT451010(加长型)	0.1-10	本色	是	是	盒装	96	1920
PPT151020	2-20	本色	是	是	盒装	96	1920
PPT151100	10-100	本色	是	是	盒装	96	1920
PPT001200	10-200	本色	否	是	袋装	1000	10000
PPT300300	10-300	本色	否	否	袋装	1000	10000
PPT151000	100-1000	本色	是	是	盒装	96	1920
PPT371000	100-1000	本色	是	是	盒装	96	1920
PPT371250	100-1250	本色	是	是	盒装	96	1920

